



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello 902 immobilizzatore di spalla e braccio

Codice di riferimento: mod 902

Marca: ORTHOPRIM

Prezzo: 52.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 902-Small	Small	52.3€
mod 902-Large	Large	52.3€

Caratteristiche

Supporto per il braccio munito di fascia di immobilizzazione

La fascia trasversale viene bloccata sul davanti per ottenere la restrizione di mobilità richiesta e può essere rimossa quando non è più necessaria

Le cinghie si incrociano posteriormente e garantiscono la distribuzione del peso del braccio su entrambe le spalle

Indicazioni

Lussazioni, dislocazioni, separazioni di spalla


Dove sia necessaria una limitazione del movimento della spalla e dell'arto superiore

Taglie disponibili

Lunghezza avambraccio e mano:

Small (da 28 a 41 cm)

Large (da 42 a 55 cm)



 **Acquista subito**