



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello 934 tutore palmare per polso, mano, dita e pollice, modificabile

Codice di riferimento: mod 934

Marca: ORTHOPRIM

Prezzo: 145€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 934-Large-Destra	Destra, Large	145€
mod 934-Medium-Destra	Destra, Medium	145€
mod 934-Small-Destra	Destra, Small	145€
mod 934-Medium-Sinistra	Medium, Sinistra	145€
mod 934-Small-Sinistra	Sinistra, Small	145€
mod 934-Large-Sinistra	Large, Sinistra	145€

Caratteristiche

Ortesi palmare per polso mano e dita, modificabile

Questa ortesi per mano, grazie alla sua struttura modificabile, permette al tutore stesso configurazioni posturali completamente diversi e riprogrammabili. La sua struttura, risulta essere particolarmente indicata per rispondere e supportare patologie che propongano quadri di media o modesta spasticità, singole o combinate, di polso, mano e dita.

Realizzata interamente in alluminio, questa ortesi, oltre ad essere molto leggera, permette di selezionare progressivamente le posizioni più funzionali e adeguate in riferimento sia alle vostre esigenze che ai progressi terapeutici ottenuti dai singoli pazienti.

La morbida imbottitura esterna è ricoperta da un particolare tessuto lavabile che permette la traspirazione e rende l'ortesi più confortevole e leggera. L'imbottitura inoltre, è facilmente "sfilabile" e ne consente un facile e pratico lavaggio. Questa ortesi può essere combinata con il supporto di dita mod. 938 "Separatore di dita" o 939 "Separatore per dita con deviazione ulnare".

Indicazioni

-Lesioni neurologiche che comportino contratture in flessione di media o modesta entità, singole o combinate, di polso, mano e dita.

-Deviazioni ulnari o radiali del polso

-Post operatorio di polso, mano e dita

-Artrite reumatoide

Taglie disponibili

Larghezza del palmo della mano

Small (da 5,5 a 7 cm)

Medium (da 7 a 8,5 cm)

Large (da 8,5 a 10,5 cm)



 **Acquista subito**