



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello SP 2315 A ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo e stecche a spirale

Codice di riferimento: mod SP 2315 A

Marca: SPECIAL

Prezzo: 47.74€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod sp 2315 a-Small	Small	47.74€
mod sp 2315 a-Medium	Medium	47.74€
mod sp 2315 a-Large	Large	47.74€
mod sp 2315 a-XLarge	XLarge	47.74€

Caratteristiche

NEOPRENE

Indicazioni


-Traumi distorsivi di media o modesta entità dei legamenti collaterali del ginocchio

-Modeste instabilità femoro-rotulee

Taglie disponibili

Circonferenza ginocchio:

Small (da 31 a 33 cm)
Medium (da 33,6 a 36,2 cm)
Large (da 36,8 a 39,4 cm)
XLarge (da 40 a 43,2 cm)



Domande frequenti

Quanto costa la ginocchiera tubolare?

La ginocchiera ha un costo di 29,90€. Attenzione, il prezzo può variare in base a modifiche del costo di listino o promozioni attive sul sito.

Perché usare la ginocchiera con stabilizzatore rotuleo?

L'ortesi tubolare con stecche a spirale è utile per il trattamento di traumi distorsivi di media o modesta entità dei legamenti collaterali del ginocchio ma anche in caso di modeste instabilità femoro-rotulee.

Il dispositivo è taglia unica?

No, è possibile acquistare il dispositivo in diverse taglie, dalla small alla extra large, in base alla circonferenza del ginocchio. Inoltre, è possibile adattare la ginocchiera grazie alle pratiche chiusure in velcro.

Quali sono i vantaggi della ginocchiera in neoprene?

Le ginocchiere in neoprene sono leggere, ergonomiche, traspiranti e forniscono un supporto stabile e sicuro al paziente che la indossa.

 **Acquista subito**