



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore stax per singolo dito - Mod. 9121

Codice di riferimento: Mod. STAX 9121

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 6.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
Mod. STAX-6	6	6.5€
Mod. STAX-1°	1°	6.5€
Mod. STAX-2°	2°	6.5€
Mod. STAX-3°	3°	6.5€
Mod. STAX-4°	4°	6.5€
Mod. STAX-5°	5°	6.5€
Mod. STAX-5 e 1/2	5 e 1/2	6.5€

Caratteristiche del tutore stax per singolo dito


Il tutore stax della TIELLE CAMP è realizzato per bloccare e tenere in estensione la falange ungueale. È consigliato a tutti i pazienti che hanno subito lesioni alla parte distale del dito o alla base dell'unghia, o in caso di dita a martello. Il tutore è disegnato in modo da adattarsi al dito del paziente senza causare compressioni.

Modalità d'uso

Scegliere la taglia adatta e inserire il tutore tenendo il dito completamente dritto. Assicurarsi che l'articolazione sia perfettamente immobilizzata. Non rimuovere mai il tutore.

Taglie disponibili

- 1°
- 2°
- 3°
- 4°
- 5°
- 5,5°
- 6



Marca e modello

TIELLE CAMP Mod. STAX 912

