

Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello NRX 420 Neotex ginocchiera corta con pressore sottorotuleo

Codice di riferimento: mod 4020

Marca: DEROYAL

Prezzo: 55€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 4020-Small	Small	55€
mod 4020-Medium	Medium	55€
mod 4020-Large	Large	55€
mod 4020 -XSmall	XSmall	55€
mod 4020-XXLarge	XXLarge	55€
mod 4020-XLarge	XLarge	55€

Caratteristiche

Mod. 4020 Neotex, neoprene

Queste ortesi di basso profilo, sono state studiate per mantenere stabile la rotula nella corretta posizione.

Il sistema di allacciature anteriore mantiene una costante e variabile compressione del tendine patellare, senza causare fastidiose compressioni o creare problemi di circolazione.

Il sistema di apertura a velcro garantisce una facile applicazione e regolazione della pressione.

Indicazioni

- * Quadri infiammatori del tendine pre-rotuleo.
- * Morbo di OSGOOD-SCHLATTERS.

Taglie disponibili

Circonferenza ginocchio flesso 90°:


Small (da 32 a 35 cm)

Medium (da 35 a 38 cm)

Large (da 38 a 42 cm)

XLarge (da 42 a 46 cm)

XXLarge (da 46 a 50 cm)



Domande frequenti

A cosa serve?

L'ortesi è pensata per mantenere stabile la rotula nella corretta posizione nei casi in cui sia presente un'inflammazione o patologie a carico dell'articolazione del ginocchio.

Come funziona il dispositivo?

La ginocchiera è dotata di un sistema di allacciature nella parte anteriore che aiuta a mantenere costante e variabile la compressione del tendine patellare, senza comprimere o creare problemi di circolazione. Inoltre, il sistema di apertura/chiusura a velcro rende facile l'applicazione e la regolazione della pressione.

Quando usare la ginocchiera corta?

Si consiglia l'uso del dispositivo in caso di infiammazioni del tendine pre-rotuleo e in presenza del Morbo di OSGOOD-SCHLATTERS.

Quanto costa il tutore?

La ginocchiera con spessore sotto-rotuleo ha un costo di 37,62€. Il prezzo può subire variazioni in base a modifiche del costo di listino o promozioni attive sul sito.

 **Acquista subito**
