



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Ginocchiera aperta in neoprene Object con armatura articolata

**Codice di riferimento:** PR3-420

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 113.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR3-420-XS	XS	113.5€
PR3-420-S	S	113.5€
PR3-420-M	M	113.5€
PR3-420-L	L	113.5€
PR3-420-XL	XL	113.5€
PR3-420-XXL	XXL	113.5€

### Caratteristiche della ginocchiera con foro rotuleo in neoprene Object con armatura articolata

Ginocchiera avvolgente indicata per pazienti con ginocchio senile, deficit alla cartilagine e lievi problemi ai legamenti, ed è indicata inoltre per la stabilizzazione latero-mediale. Rivestito in morbido plush, il tutore presenta dei piccoli fori pensati per far traspirare la pelle in modo che il sudore non si sedimenti tra la pelle e il tessuto, evitando così fastidi, irritazioni e un eccessivo aumento della temperatura corporea.

Questo tutore da ginocchio ha una struttura ad aste in alluminio leggero, articolate e policentriche, e sorregge

l'articolazione soprattutto nella sua area latero-mediale, garantendole la giusta stabilità durante i movimenti anche più semplici, avvolge il ginocchio con una compressione bilanciata e uniforme.

La ginocchiera è facile da mettere e può essere indossata anche durante l'attività sportiva, e dispone di un sistema di chiusura anteriore in velcro con due cinghie che una volta fissate danno forte stabilità al tutore, evitando che si sposti alterando i propri effetti benefici.


Object è un tutore rotuleo ambidestro lavabile.

## Specifiche tecniche

- Materiale: neoprene ortopedico bifoderato garzato
- Taglia: dalla XS alla XXL
- Altezza: 33 cm

## Marca

Ro+Ten Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonferenza centro ginocchio cm	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48 e oltre
Lunghezza cm	33	33	33	33	33	33
	ambidestra	ambidestra	ambidestra	ambidestra	ambidestra	ambidestra



## Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

