



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Object ginocchiera tubolare in neoprene con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

**Codice di riferimento:** PR3-415N

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 102.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR3-415N-XS	XS	102.4€
COD PR3-415N-S	S	102.4€
COD PR3-415N-M	M	102.4€
COD PR3-415N-L	L	102.4€
COD PR3-415N-XL	XL	102.4€
COD PR3-415N-XXL	XXL	102.4€

È un dispositivo medico efficace nel coadiuvare l'articolazione del ginocchio durante il movimento, con un'azione di sostegno e compressione mirata. Grazie alla struttura tubolare in neoprene termoriscaldante e alle apposite aste articolate policentriche in alluminio, garantisce un'ottima stabilizzazione latero-mediale. Le due cinghie in velcro, che costituiscono il sistema di chiusura, contribuiscono a mantenerlo nella posizione corretta. Si indossa e si toglie con estrema facilità. Il materiale "plush" interno, la forma anatomica e gli appositi fori d'aerazione, permettono al sudore in eccesso di defluire, evitando il surriscaldamento ed eventuali irritazioni della pelle. Per tutti questi motivi rappresenta il

sostegno ideale per qualunque attività, anche sportiva.

orthoself

### CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Guaine per l'inserimento delle aste articolate policentriche
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle
- Tasca perirrotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo o a ciambella
- Cinturini a velcro con chiusura lineare
- Lavabile

### INDICAZIONI

- Postumi dei traumi distorsivi del ginocchio
- Condromalacia rotulea associata a lassità dei legamenti
- Instabilità latero-mediale
- Prevenzione dei traumi distorsivi del ginocchio e della rotula
- Instabilità artrosica
- Come coadiuvante nella terapia del ginocchio artrosico non operabile

taglia

XS S M L XL XXL

circonf. centro ginocchio cm

30/3	33/3	36/3	39/4	43/4	48
3	6	9	3	8	e oltr e

lunghezza cm

33 33 33 33 33 33

ambidestra



