



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Object ginocchiera tubolare corta

Codice di riferimento: PR3-460

Marca: RO+TEN

Prezzo: 36.2€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR3-460-XS	XS	36.2€
COD PR3-460-S	S	36.2€
COD PR3-460-M	M	36.2€
COD PR3-460-L	L	36.2€
COD PR3-460-XL	XL	36.2€
COD PR3-460-XXL	XXL	36.2€

È un dispositivo medico efficace nel creare un'azione di sostegno e compressione mirata all'articolazione di ginocchio durante il movimento. Grazie alla struttura tubolare in neoprene, termoriscaldante, il supporto rotuleo (solo Art. PR3-463) e le dimensioni molto ridotte, è perfetto per patologie di lieve entità. Il materiale "plush" di cui è rivestito internamente e la forma anatomica permettono al sudore in eccesso di defluire, evitando il surriscaldamento ed eventuali irritazioni della pelle. Semplice da indossare, rappresenta il sostegno ideale per qualunque attività, anche sportiva.

CARATTERISTICHE


- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Soffice vellutino interno per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione
- Lavabile

INDICAZIONI

- Postumi delle distorsioni lievi dei legamenti collaterali del ginocchio
- Contusioni
- Artrosi

taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
circonf. centro ginocchio cm	27/30	31/33	34/36	37/39	40/43	44 e oltre
lunghezza cm	26	26	26	26	26	26

ambidestra



 **Acquista subito**