



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Octofix immobilizzatore di clavicola

Codice di riferimento: PR2-8503

Marca: RO+TEN

Prezzo: 55.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-8503-XS	XS	55.8€
COD PR2-8503-S	S	55.8€
COD PR2-8503-M	M	55.8€
COD PR2-8503-L	L	55.8€
COD PR2-8503-XL	XL	55.8€

È un dispositivo medico efficace nel garantire stabilità della parte interessata senza interferire sull'autonomia di mobilità nel resto del corpo. La struttura è composta da tiranti ben imbottiti e rivestiti di velcro (per la chiusura), così da formare un bendaggio funzionale per l'immobilizzazione della sola clavicola. Leggero e confortevole, evita al paziente una fasciatura ingombrante e permette di svolgere tranquillamente le azioni quotidiane. L'applicazione è semplice e immediata.

medicalortho

CARATTERISTICHE

- Struttura in tessuto garzato con imbottitura
- Applicazione tipo bendaggio a otto con chiusura posteriore a velcro

INDICAZIONI

- Fratture di clavicola
- Sublussazione dell'articolazione acromion-claveare

taglia	XS	S	M	L	XL
circonf. torace cm	55/70	70/85	85/100	100/110	110/120

