



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Polsiera steccata Manumed Disk Ple 101

**Codice di riferimento:** PLE 101

**Marca:** FGP

**Prezzo:** 59.2€

Riferimento	Variante	Prezzo
PLE 101-2°-Destra	2°, Destra	59.2€
PLE 101-1°-Sinistra	1°, Sinistra	59.2€
PLE 101-2°-Sinistra	2°, Sinistra	59.2€
PLE 101-1°-Destra	1°, Destra	59.2€

### Caratteristiche della polsiera steccata Manumed Disk Ple 101

Tutore per polso disponibile sia per mano destra che per mano sinistra, pensato per gestire piccoli traumi e tendiniti ma anche gli esiti di fratture e interventi chirurgici.

Il telaio di questa polsiera è in alluminio leggero ed è rivestito con un'imbottitura anallergica certificata OEKOTEX®, dispone di alette regolabile che permettono di stabilizzare l'area distale del radio ed è dotato di cinturini regolabili di chiusura che si fissano tramite velcro.

### Specifiche tecniche

- Materiale: alluminio

## Marca

FGP

---

Taglia	1°	2°
Misure (DX/SX)	14,519,5 cm	19,523,5 cm
Lunghezza	22 cm	24 cm



## Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**