



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Polsiera corta steccata apribile con presa pollice POLFIT17 (Sinistra)

Codice di riferimento: PR2-P1117 sx

Marca: RO+TEN

Prezzo: 53.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
CODPR2-P1117-S	S	53.1€
CODPR2-P1117-M	M	53.1€
CODPR2-P1117-L	L	53.1€
CODPR2-P1117-XL	XL	53.1€

Caratteristiche della polsiera POLFIT17

Il tutore corto per polso con stabilizzatore per il pollice è realizzato in tessuto traspirante per garantire massimo comfort durante la terapia. Grazie anche al design anatomico, assicura un'ottima tollerabilità che consente di utilizzare tranquillamente la polsiera durante tutta la giornata. Inoltre, la qualità dei materiali lo rendono resistente e facile da lavare.

La stecca rigida palmare in alluminio, in combinazione con le stecche dorsali in plastica, assicurano un efficace sostegno del polso aiutando ad alleviare il dolore e agevolando il recupero. La stecca rigida in alluminio per la stabilizzazione del pollice permette di immobilizzare il dito in maniera sicura senza limitare i movimenti delle altre dita della mano. Le stecche sono entrambe rimovibili. Il sistema di cinturini ad anelli rendono la chiusura del tutore pratica e salda.

Specifiche tecniche

- Stecca rigida in alluminio per pollice, preformata e modellabile (rimovibile)
- Stecca rigida palmare in alluminio preformata e modellabile (rimovibile)
- Struttura in tessuto 3D traspirante
- Stecche di rinforzo dorsali in plastica
- Chiusura con fibbie e cinghie a velcro

Indicazioni

- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Artrosi radio-carpica
- Artrite reumatoide
- Postumi delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso
- Artrosi dell'articolazione trapezio-metacarpale e metacarpofalangea del pollice
- Lesione della fascia ulnare dell'articolazione

Taglie

Taglia	S	M	L	XL
Circonferenza polso cm	13/16	16/18	18/20	20/23
Lunghezza cm	20	20	20	20



Versione sinistra.

Marca e modello

RO+TEN PR2-P1117 sx

Contenuto della confezione

1 polsiera corta steccata

