



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Pressoterapia completa power q-6000 Plus

**Codice di riferimento:** Q-6000-P TOT

**Marca:** IACER

**Prezzo:** 3493.5€

Apparecchio per pressoterapia comprensivo di corpo macchina, doppio gambale a 6 camere di compressione ciascuno, tubi di raccordo, 2 plantari pressori, fascia addominale e connettore per fascia addominale, bracciale e connettore per bracciale.

Display alfanumerico per l'indicazione grafica della potenza (max 217 mmHg $\pm$ 20%) e del tempo di terapia.

### LEGENDA

- (2) Gambali a 6 camere di compressione
- (3) Tubi di raccordo a 2 derivazioni per gambali
- (4) Plantari pressori
- (6) Tubi di raccordo a 1 derivazione
- (7) Bracciale a 6 camere di compressione
- (8) Fascia addominale a 6 camere di compressione

### PRESSOTERAPIA

La pressoterapia rappresenta un valido metodo in grado di favorire una corretta circolazione venosa, diminuendo la tensione muscolare causata da stress o da dolori cronici e acuti: grazie alla sua azione di pompa, favorisce infatti il ritorno venoso, aumentando l'irrorazione dei tessuti ed il loro conseguente corretto rinnovamento fisiologico.

La pressoterapia è dunque in grado di risolvere il problema del sangue che potrebbe ristagnare in vasi sanguigni danneggiati, o comunque in zone del corpo non correttamente irrorate.

La compressione esterna permette inoltre ai fluidi interstiziali in eccesso di ritornare più facilmente nel sistema circolatorio, in modo da potere essere correttamente e rapidamente eliminati, favorendo in tal modo un corretto funzionamento del sistema linfatico.

Indicata in pazienti con principi di ristagno venoso, insufficienza venosa, lesioni trofiche e flebiti, ed in tutte le situazioni in cui una non corretta circolazione venosa causa senso di stanchezza ed affaticamento.

Le principali applicazioni si hanno:

- Per trattamenti di linfedema
- Compressione passiva in patologie venose
- Profilassi post-operatoria in interventi di trombosi venosa
- Trattamenti di ulcere venose
- Drenaggio del braccio dopo interventi di mastectomia
- Trattamento di ematomi seguenti a interventi di chirurgia estetica
- Trattamenti anticellulite in stadio iniziale
- Pesantezza alle gambe

Recupero del tono muscolare in pazienti immobilizzati o disabili (in questo caso la pressoterapia sostituisce il massaggio manuale per finalità trofiche)

**IMPORTANTE:**

si consiglia di regolare la pressione di funzionamento tra un quarto e la metà della potenza massima.

Pressioni eccessive, oltre a non migliorare l'effetto drenante, possono essere causa di effetti collaterali quali rottura dei capillari, danni a carico del sistema linfatico e delle vene.

Quindi, al fine di favorire buoni risultati, il trattamento con pressoterapia va eseguito regolando la pressione come sopra suggerito.

