



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Programma alluce valgo NigHT&DAY - PDN-ALV

Codice di riferimento: PDN-ALV

Marca: FGP

Prezzo: 59.8€

| Riferimento | Variante | Prezzo |
|--------------------|-------------|--------|
| PDN-ALV-S-Destra | Destra, S | 59.8€ |
| PDN-ALV-S-Sinistra | S, Sinistra | 59.8€ |
| PDN-ALV-M-Destra | Destra, M | 59.8€ |
| PDN-ALV-M-Sinistra | M, Sinistra | 59.8€ |
| PDN-ALV-L-Destra | Destra, L | 59.8€ |
| PDN-ALV-L-Sinistra | L, Sinistra | 59.8€ |

DESCRIZIONE

FGP ha creato la linea Night&Day, una formula innovativa e originale che sfrutta in modo intelligente tutto l'arco della giornata, grazie all'alternanza di due ortesi che lavorano in sinergia. In tal modo si raddoppiano i benefici e i risultati. La ricerca FGP oggi propone il programma Night&Day per Alluce Valgo, il primo trattamento completo e specifico per questa comune e dolorosa patologia. Night&Day è pensato per agire nell'arco dell'intera giornata. I materiali sono ipoallergenici e, nell'ottica di un uso continuativo e prolungato, rispettano la fisiologia della cute. Garantendo benessere e comfort 24 ore su 24.

INDICAZIONI

Fase DAY Prevede l'uso di Pro_Hallux durante le ore diurne offrendo il massimo comfort nelle normali attività quotidiane. Svolge un'azione protettiva con correzione moderata e costante dell'alluce valgo, grazie alla particolare costruzione con accoppiatura di materiali elastici, inserti di silicone interno e velcro di regolazione laterale, può essere posizionato sotto le calze e indossato nelle scarpe favorendo l'azione terapeutica anche durante la deambulazione, senza alcun fastidio

Fase NIGHT Questa fase prevede l'uso di Hallux_Med durante la notte, per favorire il processo antinfiammatorio e la correzione a riposo. Efficace e confortevole, il divaricatore notturno esercita una efficace pressione sull'articolazione metatarso-falangea, utile a ridurre la torsione e il dolore. Flessibile e antiallergico, asseconda perfettamente la morfologia del piede, offrendo benessere in modo naturale

MISURE

Taglie / Calzata scarpe

S 36–38

M 38–42

L oltre il 42

