



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Protect 4 – Ginocchiera funzionale rigida con limitazione della flessione-estensione

Codice di riferimento: Protect 4

Marca: FGP

Prezzo: 379.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
Protect 4-XS-Destra	Destra, XS	379.5€
Protect 4-XS-Sinistra	Sinistra, XS	379.5€
Protect 4-S-Destra	Destra, S	379.5€
Protect 4-S-Sinistra	S, Sinistra	379.5€
Protect 4-M-Destra	Destra, M	379.5€
Protect 4-M-Sinistra	M, Sinistra	379.5€
Protect 4-L-Destra	Destra, L	379.5€
Protect 4-L-Sinistra	L, Sinistra	379.5€
Protect 4-XL-Destra	Destra, XL	379.5€
Protect 4-XL-Sinistra	Sinistra, XL	379.5€
Protect 4-XXL-Destra	Destra, XXL	379.5€

Protect 4-XXL-Sinistra

Sinistra, XXL

379.5€

DESCRIZIONE

Struttura in alluminio leggera e ultrapiatta con geometria del telaio conformato anatomicamente ed antitorsione. Snodi policentrici regolabili.

Comfort garantito dal particolare materiale soft-grip; dotato di cinghie numerate per facilitare l'applicazione dell'ortesi al paziente.

La stabilizzazione a 4 punti garantisce un controllo dei movimenti antero-posteriore e collaterali del ginocchio, dell'iperestensione e della rotazione interna.

REGOLAZIONI

Ext: 0° - 10° - 20° - 30° - 45°

Flex: 0° - 10° - 20° - 30° - 45° - 60° - 75° - 90°

Imm.: 0° - 10° - 20° - 30° - 45°

INDICAZIONI

- Rottura del legamento crociato anteriore, posteriore o entrambi
- Rottura o instabilità del legamento collaterale
- Cura conservativa delle instabilità combinate

MISURE

DX/SX

Taglie / Ø coscia

XS: 31–37 cm

S: 37–45 cm


M: 45–51 cm

L: 51–57 cm

XL: 57–65 cm

XXL: 65–74 cm

Altezza: 40 cm



Domande frequenti

La ginocchiera funzionale rigida è taglia unica?

No, la ginocchiera è disponibile in diverse misure in base alla fisicità del paziente. Le taglie variano in corrispondenza della circonferenza della coscia e all'altezza del paziente.

Quando si consiglia l'uso del dispositivo?

La ginocchiera funzionale rigida è indicata in caso di rottura o instabilità del legamento collaterale, del legamento crociato anteriore o posteriore e in caso di trattamenti conservativi dovuti a instabilità combinate.

Quanto costa la ginocchiera?

Il dispositivo ha un prezzo di 245,00€. Attenzione, il costo può variare in base a modifiche del prezzo di listino o promozioni attive sul nostro sito.

Com'è fatta la struttura?

La struttura della ginocchiera è in lega di alluminio estremamente leggera e ultrapiatta. Inoltre è dotata di un telaio conformato anatomicamente e antitorsione.

 **Acquista subito**