



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Immobilizzatore clavicolare RDS 100

Codice di riferimento: RDS 100

Marca: FGP

Prezzo: 60.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
RDS 100-XS	XS	60.9€
RDS 100-S	S	60.9€
RDS 100-M	M	60.9€
RDS 100-L	L	60.9€
RDS 100-XL	XL	60.9€

Caratteristiche dell'immobilizzatore clavicolare RDS 100

Tutore clavicolare con struttura a incrocio posteriore e dotato di comoda imbottitura in monospugna di cotone e chiusura regolabile tramite velcro.

Questo tutore serve per immobilizzare le clavicole durante la terapia conservativa di fratture clavicolari traumatiche, composte o scomposte, evita così movimenti dolorosi e deleteri per il recupero del paziente.

Comodo da indossare, il tutore FGP per clavicole è disponibile in misure diverse per potersi adattare a tutti i pazienti.

Specifiche tecniche

- Materiale: tessuto elastico
 - Taglie: dalla XS alla XL
-

Marca

FGP Taglie	XS	S	M	L	XL
Ø Torace	6075 cm	7590 cm	90105 cm	105115 cm	115125 cm



Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**