



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sat busto sat per crociera modulare (donna)

Codice di riferimento: PR1-1322/27

Marca: RO+TEN

Prezzo: 172.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR1-1322/27-XS	XS	172.7€
PR1-1322/27-S	S	172.7€
PR1-1322/27-M	M	172.7€
PR1-1322/27-L	L	172.7€
PR1-1322/27-XL	XL	172.7€
PR1-1322/27-XXL	XXL	172.7€

Il busto completa il telaio:

dls ART. PR1-2701

ilicrox ART. PR1-2702

CARATTERISTICHE

- Struttura combinata
- Telaio in lega leggera di alluminio
- Busto sat semirigido con chiusura anteriore a velcro e sistema di tiranti elastici
- Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
- Pelottine deltapettorali imbottite

INDICAZIONI

- Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari
- Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi
- Spondiliti e spondilodisciti
- Dorso curvo e cifosi dorsale


taglia	XS *1	S *1	M *2	L *2	XL
circonf. bacino cm	75/85	85/95	95/105	95/115	115/125
altezza anter. cm	23	23	23	23	23
altezza poster. cm	38	38	38	38	38

*1 da abbinare alla taglia S del telaio

*2 da abbinare alla taglia M del telaio

*3 da abbinare alla taglia L del telaio

*5 da abbinare alla taglia XL del telaio



 **Acquista subito**