



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Busto Sat da uomo per crociera modulare

**Codice di riferimento:** PR1-1354/27

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 172.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR1-1354/27-XS	XS	172.7€
PR1-1354/27-S	S	172.7€
PR1-1354/27-M	M	172.7€
PR1-1354/27-L	L	172.7€
PR1-1354/27-XL	XL	172.7€
PR1-1354/27-XXL	XXL	172.7€

### Caratteristiche del busto Sat da uomo per crociera modulare


Busto ortopedico da uomo da combinare con i telai (non inclusi) con codice prodotto PR1-2701 e PR1-2702 in lega leggera di alluminio.

Questo tutore ortopedico si presenta con delle comode pelottine deltapettorali dotate di imbottitura e delle barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti per adattarsi meglio alla fisicità del paziente.

Il bustino da uomo Sat ha una chiusura anteriore in velcro facile da regolare e fissare, in modo da poter indossare e rimuovere il busto anche in autonomia se necessario.

Le sue caratteristiche e il sistema di tiranti elastici questo busto Taylor sono indicati in casi di dorso curvo, spondilite, cifosi dorsale, spondilodisciti, fratture dorsolombari e i loro esiti, osteoporosi e osteomalacia fratturosa.

taglia	XS *1	S *1	M *2	L *2	XL *3	XXL *4
circonferenza	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
bacino cm						
altezza anteriore	23	23	23	23	23	23
cm						
altezza	35	35	35	35	35	35
posteriore cm						



## Specifiche tecniche

- Taglia: dalla XS alla XXL

## Marca

Ro+Ten

## Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

