



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Busto semirigido da donna Sat23 basso con tiranti in elastico PR1-1623H

Codice di riferimento: PR1-1623H

Marca: RO+TEN

Prezzo: 140.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR1-1623H-S	S	140.4€
PR1-1623H-M	M	140.4€
PR1-1623H-L	L	140.4€
PR1-1623H-XL	XL	140.4€

Caratteristiche del busto semirigido da donna Sat23 basso con tiranti in elastico PR1-1623H

Busto Sat23 basso da donna in materiale semirigido pensato per il trattamento di disturbi ai lombi come lombalgie, lombocruralgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, spondiloartrosi, cedimenti vertebrali, traumi lievi della colonna nella parte lombosacrale, contratture paravertebrali e fratture dei processi trasversi.

Il busto da donna basso Ro+Ten è comodo da indossare, limita al minimo i fastidi e le irritazioni alla pelle ed è molto leggero.

I tiranti del busto sono elastici e dispongono di fibbie di fissaggio che consentono al busto di aderire completamente al

corpo massimizzando gli effetti di recupero con una pressione precisa e mirata.

Sul dorso del busto sono presenti 4 guide che ospitano le stecche automodellanti con cui viene venduto il busto, ma che possono comodamente essere sostituite con delle stecche più rigide rinforzate opzionali.

Specifiche tecniche

- Colore: azzurro, crema

Taglie

taglia	S	M	L	XL
cm circonf. bacino	75/90	90/105	105/120	120/135
cm altezza ant.	21	21	21	21
altezza cm post.	33	33	33	33
colori disp.	crema / azzurro	crema / azzurro	crema / azzurro	crema / azzurro

Marca

Ro+Ten

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

