



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Busto Sat35 da uomo spallaccio semirigido con tiranti in elastico PR1-1635H

Codice di riferimento: PR1-1635H

Marca: RO+TEN

Prezzo: 204.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR1-1635H-S	S	204.8€
PR1-1635H-M	M	204.8€
PR1-1635H-L	L	204.8€
PR1-1635H-XL	XL	204.8€

Caratteristiche del busto Sat35 da uomo spallaccio semirigido con tiranti in elastico PR1-1635H

Busto completo di spalline e ascellari imbottiti, in materiale semirigido dotato tiranti elastici PR1-1635H e 4 guide posteriori con stecche automodellanti in dotazione (sostituibili secondo necessità con stecche rinforzate e rigide da acquistare a parte).

Questo busto da uomo è indicato per il trattamento di fratture o cedimento vertebrali su base metastatica o osteoporotica e dorsalgie.

Il busto Sat35 è molto stabile e performante grazie alla struttura dei tiranti e dei verricelli che esercitano una pressione mirata e precisa, anche per via delle fibbie di aggancio che si trovano direttamente sul tessuto e permettono al corpetto di aderire perfettamente al corpo. La realizzazione in tessuto traspirante giova a chi lo indossa anche da un punto di vista di irritazioni e fastidi alla pelle.

Specifiche tecniche

- Colore: azzurro, crema

Taglie

taglia	S	M	L	XL
cm circonf. bacino	70/85	85/100	100/115	115/130
cm altezza ant.	23	23	23	23
altezza cm post.	55	55	55	55
colori disp.	crema / azzurro	crema / azzurro	crema / azzurro	crema / azzurro

Marca

Ro+Ten

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

