



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Sat55 (uomo) busto semirigido basso con tiranti in elastico PR1-1655H

Codice di riferimento: PR1-1655H

Marca: RO+TEN

Prezzo: 140.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR1-1655H-S	S	140.4€
PR1-1655H-M	M	140.4€
PR1-1655H-L	L	140.4€
PR1-1655H-XL	XL	140.4€

È un dispositivo medico, leggero e confortevole che sostiene il rachide garantendo un'ottima vestibilità col massimo comfort. I particolari tiranti elastici, dotati di nuove fibbie d'aggancio assemblate al tessuto, una volta tesi e posizionati, garantiscono che ogni centimetro del busto aderisca al corpo in modo perfetto. Il nuovo inserto posteriore in rete anaelastica, intervallata alle 4 guide per le stecche, assicura maggior tenuta e anche una migliorata traspirabilità. Disponibili nei nuovi colori crema e azzurro.

Opzionale: ART. 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26


CARATTERISTICHE

- Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli, per una pressione mirata e una perfetta stabilizzazione
 - 4 guide posteriori per inserire stecche rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione di quelle automodellanti in dotazione
-
- Nuovo inserto posteriore di tessuto in rete, per la massima traspirabilità

INDICAZIONI

- Lombalgie
- Lombosciatalgie e lombocruralgie
- Spondiloartrosi e discopatie lombari
- Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari
- Decorso postoperatorio
- Esiti di cedimenti vertebrali lombari
- Trattamento della frattura dei processi trasversi

taglia	S	M	L
circon. bacino cm	70/85	85/100	100/115
altezza ant. cm	20	20	20
altezza post. cm	32	32	32
colori	crema / azzurro	crema / azzurro	crema / azzurro



 **Acquista subito**