



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Sedia comoda con ruote ad autospinta

**Codice di riferimento:** RC340

**Marca:** MOPEDIA

**Prezzo:** 575€

Riferimento	Variante	Prezzo
RC140	L 43x42 P cm	575€
RC142	L 48x42 P cm	575€

### Caratteristiche della sedia comoda con ruote

Questa sedia comoda per anziani e disabili svolge una doppia funzione: sedia WC da camera e carrozzina per disabili. Il seguente modello presenta una struttura in acciaio cromato, un materiale estremamente resistente scelto appositamente per garantire sicurezza e stabilità durante l'utilizzo. La carrozzina è dotata di ruote ad autospinta posteriore con sistema frenante, una morbida seduta imbottita, schienale anatomico e braccioli estraibili per permettere alle persone con difficoltà motorie di spostarsi in completa autonomia senza rinunciare alla comodità.

Per adattare perfettamente la sedia comoda alle esigenze del paziente e consentirgli di adottare la posizione più comoda, le pedane sono estraibili, ribaltabili lateralmente e sono munite di poggipiedi regolabile sia in altezza sia in lunghezza.

La carrozzina può essere utilizzata anche come sedia WC. Sotto la seduta è presente un WC in plastica estraibile che consente l'espletamento delle funzioni fisiologiche del disabile e tutte le operazioni di igiene. La sedia da comodo è facilmente lavabile.

### Specifiche tecniche

- Seduta: L 43x42 P cm o L 48X42 P cm
- Diametro ruote anteriori: 20cm
- Diametro ruote posteriori: 60cm

---

## Marca e modello

MOPEDIA codice RC14

