



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Sfigmomanometro ad aneroide anti-shock

**Codice di riferimento:** LF-105-Rosso

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 34.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
LF-105-N	Nero	34.5€
LF-105-B	Blu	34.5€
LF-105-R	Rosso	34.5€
LF-105-A	Arancione	34.5€
LF-105-V	Verde	34.5€

### CARATTERISTICHE:

Sfigmomanometro ad aneroide entry-level di tipo palmare con sistema di misura a 1 tubo. Quadrante di diametro 60 mm con scala graduata a due colori. Il manometro con chassis in materiale plastico antishock dotato di sistema che lo protegge dalle eccessive pressioni. Lo sfigmomanometro LF-105 ha inoltre una valvola in metallo, che permette un controllo del rilascio d'aria fine ed esatto, a vantaggio della qualità della misurazione. Il bracciale calibrato di alta qualità, con chiusura a velcro, realizzato con componenti privi di lattice e facilmente lavabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

diametro manometro  
60 mm

sistema di misura  
1 tubo

---

range di misura  
0 - 300 mmHg

### **MARCA E MODELLO:**

Intermed LF-105-Rosso

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pezzo

### **TAGLIE:**

Varianti

Codice  
Colore

LF-105-A  
Arancione

LF-105-B  
Blu

LF-105-N  
Nero

LF-105-R  
Rosso

LF-105-V  
Verde

