



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Sfigmomanometro ad aneroide coordinato con fonendo

Codice di riferimento: DM353

Marca: LOGIKO

Prezzo: 44.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
DM353R	Rosso	44.3€
DM353F	Verde Foresta	44.3€
DM353A	Azzurro	44.3€

Caratteristiche dello sfigmomanometro con fonendo

Lo sfigmomanometro è un apparecchio utile per via dell'aumento di problemi di salute dovuti all'ipertensione. È utilizzabile con sicurezza anche da un personale non prettamente medico o professionale, quindi è adatto anche per un uso domestico.

Ulteriori dettagli

- Scala 0-300
- Rilascio dell'aria a rubinetto chiuso massimo 4mmHg/minuto.
- Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s.
- Da 260mmHg a 15mmHg tempo di deflazione massimo 10 secondi.
- Scala graduata di 2mmHg in 2mmHg, con tacche maggiori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità.

- Sfondo del manometro di colore bianco, numeri e lancetta di colore nero.
- Cassa in lega leggera verniciata.
- Parti metalliche cromate.
- Zero flottante (la lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma puo' oscillare liberamente), bracciale in nylon con chiusura a velcro e colore coordinato con la busta, anello in metallo, monopalla in lattice con valvola di ritegno a sfera interamente in metallo cromato.
- Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite.
- Busta in tela con cerniera e tasca laterale.
- Imballaggio singolo in scatola di cartone stampato.

Disponibile nei seguenti colori:

- Azzurro
- Verde foresta
- Viola
- Burgundy
- Verde chiaro

