



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Splint ferula dr. Bunnell per estensione dito singolo - PR2-11/A

Codice di riferimento: PR2-11/A

Marca: RO+TEN

Prezzo: 63.2€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-11/A-XS	XS	63.2€
COD PR2-11/A-S	S	63.2€
COD PR2-11/A-M	M	63.2€
COD PR2-11/A-L	L	63.2€
COD PR2-11/A-XL	XL	63.2€


Caratteristiche Splint ferula dr. Bunnell per dito singolo (estensione)

Lo splint è costituito da una struttura a tre punti modellabile con elastici tiranti in caucciù utile a immobilizzare in modo corretto il dito della mano in caso di frattura della falange prossimale o postumi di sutura dei tendini estensori. L'imbottitura interna in morbido feltro garantisce una maggiore comodità ed evita ulteriori fastidi e dolore causati dalla compressione del tutore sul dito.

Taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL
--------	----	---	---	---	----

Lunghezza dito cm | 5 | 6,5 | 7,5 | 9 | 10 |



Marca e modello

RO+TEN PR2-11/A

 **Acquista subito**