



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Splint ferula dr. Bunnell per dito singolo (estensione) PR2-5/A

Codice di riferimento: PR2-5/A

Marca: RO+TEN

Prezzo: 74.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-5/A-XS	XS	74.3€
COD PR2-5/A-S	S	74.3€
COD PR2-5/A-M	M	74.3€
COD PR2-5/A-L	L	74.3€
COD PR2-5/A-XL	XL	74.3€


Caratteristiche dello Splint ferula dr. Bunnell per dito singolo (estensione)

Il tutore permette di stabilizzare e mantenere in estensione il dito della mano evitando di comprimere la zona interessata. È composto da una struttura a tre punti in metallo modellabile e da un'imbottitura morbida in feltro per evitare ulteriori fastidi a contatto con la pelle. L'applicazione è facile e sicura grazie al cinturino con chiusura a fibbia.

Lo splint è indicato in caso di fratture falangee prossimali.

Taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL
Lunghezza dito cm	5	6,5	7,5	9	10



Marca e modello

RO+TEN PR2-5/A -

 **Acquista subito**