



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Splint ferula dr. Bunnel per flessione metacarpi

**Codice di riferimento:** PR2-2

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 70.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-2-XS	XS	70.7€
COD PR2-2-S	S	70.7€
COD PR2-2-M	M	70.7€
COD PR2-2-L	L	70.7€
COD PR2-2-XL	XL	70.7€

### Caratteristiche dello splint per flessione metacarpi

Il seguente tutore è applicato per posizionare i metacarpi in flessione e consentire il pieno recupero delle funzioni della mano dopo un intervento chirurgico di sutura dei flessori delle dita. La struttura in alluminio modellabile e i tiranti elastici in caucciù consentono di tenere le dita nella corretta posizione assicurando il massimo comfort grazie alle imbottiture interne in morbido feltro. In questo modo la pressione e il contatto dello splint con la pelle non causano fastidi al paziente.


### Indicazioni

- Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
- Paralisi dei nervi

## Taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5	6,5	7,5	9	10

Ambidestra



### Marca e modello

RO+TEN PR2-2

