




Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Splint ferula dr. bunnel per flessione metacarpi ed estensione dita

Codice di riferimento: PR2-2/A

Marca: RO+TEN

Prezzo: 83€

Riferimento	Variante	Prezzo
PR2-2/A-XS	XS	83€
PR2-2/A-S	S	83€
COD PR2-2/A-M	M	83€
COD PR2-2/A-L	L	83€
COD PR2-2/A-XL	XL	83€

Caratteristiche dello splint (flessione metacarpi - estensione dita)


Lo splint Dr. Bunnel per la flessione dei metacarpi e l'estensione delle dita è un tutore ortopedico studiato per il trattamento di postumi di un intervento chirurgico per riparare i tendini estensori delle dita o per paralisi ai nervi.

La struttura del tutore è in metallo modellabile con elastici in caucciù.

I ditali in vilpelle atossica e la morbida imbottitura in feltro proteggono la pelle da eventuali irritazioni.

Taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5	6,5	7,5	9	10



Ambidestra

Marca e modello

RO+TEN PR2-2/A

