

Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Splint ferula Dr. Bunnel per mano (estensione metacarpi e dita) PR2-9

Codice di riferimento: PR2-9

Marca: RO+TEN

Prezzo: 74.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-9-XS	XS	74.3€
COD PR2-9-S	S	74.3€
COD PR2-9-M	M	74.3€
COD PR2-9-L	L	74.3€
COD PR2-9-XL	XL	74.3€

Caratteristiche splint ferula Dr. Bunnel per estensione metacarpi e dita


Lo splint ha una struttura in metallo modellabile per adattarsi perfettamente alla conformazione fisica della mano del paziente. L'imbottitura interna in morbido feltro garantisce il massimo comfort mentre il cinturino a velcro facilita la chiusura e rende sicuro l'ancoraggio. Gli elastici sono in caucciù.

È indicato in caso di:

- Fratture delle ossa metacarpali
- Paralisi dei nervi

Taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5	6,5	7,5	9	10



Ambidestra

Marca e modello

RO+TEN PR2-9

