



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Splint ferula per mano Dr. Bunnel (estensione metacarpi e dita)

Codice di riferimento: PR2-10

Marca: RO+TEN

Prezzo: 76.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-10-S	S	76.5€
COD PR2-10-M	M	76.5€
COD PR2-10-L	L	76.5€

Caratteristiche dello splint per mano (estensione di metacarpi e dita)

Lo splint/ferula Dr. Bunnel è un tutore ortopedico utilizzato per la cura delle fratture delle ossa del metacarpo, paralisi dei nervi e lesioni dei tendini della mano. Dotata di elastici in caucciù, la struttura è in metallo modellabile e si adatta perfettamente alla mano del paziente.


I ditali in vilpelle atossica e la morbida imbottitura in feltro assicurano protezione e comodità a contatto con la pelle

Chiusura con cinturino in velcro per garantire una facile applicazione

Taglie

Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi	6,5	7,5	9

cm



Ambidestra

Marca e modello

RO+TEN PR2-10

 **Acquista subito**