

Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Splint ferula Dr. Bunnel per mano (estensione metacarpi e dita) PR2-9/A

Codice di riferimento: PR2-9/A

Marca: RO+TEN

Prezzo: 80.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-9/A-XS	XS	80.8€
COD PR2-9/A-S	S	80.8€
COD PR2-9/A-M	M	80.8€
COD PR2-9/A-L	L	80.8€
COD PR2-9/A-XL	XL	80.8€

Caratteristiche dello splint ferula Dr. Bunnel per estensione metacarpi e dita

Lo splint ferula Dr. Bunnel è un'ortesi utilizzata per immobilizzare e mantenere in estensioni i metacarpi e le dita della mano. È efficace per il trattamento delle fratture delle ossa metacarpali, lesioni ai tendini e paralisi dei nervi.

Struttura in metallo modellabile ed elastici in caucciù: permettono di personalizzare l'ortesi e adattarla perfettamente alla mano del paziente.


Imbottitura in morbido feltro e ditali in vilpelle atossica: migliorano l'indossabilità dello splint e riduce il dolore rischio di

eventuali fastidi a contatto con la pelle.

Chiusura con cinturino a velcro: consente di agganciare lo splint al polso con facilità e in maniera del tutto sicura.

Taglie

Taglia	XS	S	M	L	XL
Larghezza nocche metacarpi cm	5	6,5	7,5	9	10



Ambidestra

Marca e modello

RO+TEN PR2-9/A

