




Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Splint ferula dr. bunnel per polso e mano (estensione polso - flessione metacarpi - estensione dita - abduzione pollice)

Codice di riferimento: PR2-13

Marca: RO+TEN

Prezzo: 139€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-13-S	S	139€
COD PR2-13-M	M	139€
COD PR2-13-L	L	139€

medicalortho

CARATTERISTICHE

- Struttura composta formata dall'ART. PR2-3 (OPPENHEIMER) e dall'ART. PR2-2/A
- Parti metalliche modellabili
- Imbottiture interne in morbido feltro
- Ditali in vilpelle atossica


- Elastici in caucciù

INDICAZIONI

- Paralisi dei nervi

taglia	S	M	L
larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	9

ambidestra



 **Acquista subito**