



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Splint ferula Dr. Bunnel per polso (flessione)

Codice di riferimento: PR2-8

Marca: RO+TEN

Prezzo: 86.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-8-S	S	86.8€
COD PR2-8-M	M	86.8€
COD PR2-8-L	L	86.8€

Caratteristiche dello splint dr. Bunnel per polso

Lo splint ferula dr. Bunnel è consigliata in caso di frattura del polso (fratture distali del radio o frattura di Colles). Il tutore mantiene il polso in flessione in modo che il paziente non compia movimenti dannosi per il completo recupero dell'articolazione e alleviare il dolore al polso.

La struttura è in metallo modellabile e l'imbottitura interna in morbido feltro migliorano l'indossabilità del tutore e lo rendono comodo da utilizzare.


La chiusura con cinturini a velcro garantiscono sicurezza e facilità nell'applicazione dello splint.

Taglie

Taglia	S	M	L
--------	---	---	---

Larghezza nocche metacarpali cm	6,5	7,5	9
---------------------------------	-----	-----	---

Ambidestra



Marca e modello

RO+TEN PR2-8



Acquista subito