



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Splint ferula "oppenheimer" del dr. Bunnel - estensione polso, abduzione pollice

**Codice di riferimento:** PR2-3

**Marca:** RO+TEN

**Prezzo:** 88€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-3-S	S	88€
COD PR2-3-M	M	88€
COD PR2-3-L	L	88€

### Caratteristiche dello splint ferula oppenheimer del dr. Bunnel

L'applicazione di questo tutore permette di posizionare il polso in estensione e il pollice in abduzione. È utilizzato per ridurre il dolore e facilitare il recupero in caso di intervento chirurgico di sutura dei tendini del pollice (tenorrafia) o paralisi dei nervi.


La struttura dello splint è in metallo modellabile con elastici in caucciù.

Per garantire un maggior comfort ed evitare irritazioni della pelle è dotato di una morbida imbottitura interna in feltro e il ditale è in vilpelle atossica.

### Taglie

Taglia	S	M	L
Larghezza nocche metacarpi cm	6,5	7,5	9 e oltre

Ambidestra

**Marca e modello**

RO+TEN PR2-3

**Acquista subito**