



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Stampelle Titanium

Codice di riferimento: AD-24X

Marca: INTERMED

Prezzo: 44.3€

Riferimento	Variante	Prezzo
AD-24A	Azzurro	44.3€
AD-24G	Ghiaccio	44.3€

CARATTERISTICHE:

Stampelle regolabili in altezza con appoggio brachiale in polipropilene ed impugnatura ergonomica.

impugnatura in poliuretano morbido, ripiegabile;
appoggio brachiale regolabile in altezza;
14 livelli di regolazione in altezza;
la particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di inclinazione delle stampelle;
la struttura in alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio continua su tutta la lunghezza del dispositivo compresi gli appoggi brachiali;
tubi realizzati con lamine saldate (non estrusi) per una maggiore capacità di carico a parità di spessore;
confezionamento al paio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Altezza
da 68 a 99 cm

Appoggio brachiale
da 21,5 a 26,5 cm

Peso
500 g

Portata
130 kg

MARCA E MODELLO:

Intermed AD-24X

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 paio

TAGLIE:

Varianti

Codice
Colore

AD-24A
Azzurro

AD-24G
Ghiaccio

