



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore Stax per dito singolo (falangi distali)

Codice di riferimento: PR2-2001

Marca: RO+TEN

Prezzo: 7.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-2001-3	3	7.6€
COD PR2-2001-4	4	7.6€
COD PR2-2001-5	5	7.6€
COD PR2-2001-6	6	7.6€
COD PR2-2001-7	7	7.6€
COD PR2-2001-1	1	7.6€
COD PR2-2001-2	2	7.6€
COD PR2-2001-5 e 1/2	5 e 1/2	7.6€

Caratteristiche del tutore Stax

Il tutore Stax per singolo dito è utilizzato per tenere in estensione completa la falange e immobilizzarla. La struttura in plastica segue perfettamente la sagoma del dito della mano e presenta dei fori che facilitano la traspirazione della pelle,

rendendo comodo e confortevole l'utilizzo. È importante scegliere la misura giusta, in modo che il tutore non stringa il dito e lo tenga completamente dritto.

Il tutore Stax è indicato in caso di:

- Lesione del tendine estensore
- Fratture delle ultime falangi
- Distorsioni dell'interfalangea distale
- Contusioni ungueali
- Trattamento post-operatorio
- Dita a martello

Misure disponibili

1-2-3-4-5-5 1/2-6-7

Marca e modello

RO+TEN PR2-2001

Come utilizzare correttamente un tutore stax

La mano è costituita da 27 piccole ossa. Tra queste, quelle più fragili e soggette a fratture e altri problemi sono sicuramente le falangi, ovvero le ossa che formano le dita.

In diversi casi si ricorre al **Tutore Stax**, un ausilio utile per lenire il dolore e riportare le ossa nella giusta posizione. In quali casi e **come utilizzare correttamente questo tutore**? Vediamolo subito!

Tutore Stax per dita: quando si usa?

Le dita sono delle parti importantissime per il nostro corpo: ci permettono di stringere e afferrare oggetti e cibo, e altre azioni che compiamo continuamente. Anche noi in questo momento stiamo scrivendo l'articolo sfruttando la forza delle dita delle nostre mani!

Tutte le dita (tranne il pollice) sono formate da tre piccole ossa, le falangi chiamate prossimali, medie e distali o ungueali, queste ultime si trovano sulla punta, la zona più delicata ed esposta a pericoli, che possono essere di carattere traumatico, come le fratture, o patologico, come nel caso delle dita a martello.

I traumi che provocano la **frattura delle dita** sono di diverso tipo, e possono interessare falangi diverse. Per esempio, diversi sport come la pallacanestro o la pallavolo sono rischiosi per la salute delle falangi, perchè il contatto violento tra la palla e la punta delle dita può provocare anche dolorose fratture. In questi casi si ricorre a bendaggi e tutori di diverso tipo a seconda del tipo di danno: l'obiettivo è **immobilizzare le falangi** interessate per almeno sei settimane.

Per appurare che non vi sia un micro-distacco della **falange ungueale** o altri piccoli frammenti ossei occorre poi fare una radiografia indossando il tutore.

Se la frattura interessa la falange ungueale oppure si ha un problema di dita a martello si usa il **tutore stax finger** che serve per bloccare solamente l'osso interessato, lasciando libere le altre articolazioni della mano.

Come utilizzare il Tutore di Stax

La prima cosa da fare è scegliere la taglia adatta: il dito tenuto dritto deve aderire perfettamente alla superficie interna del tutore, senza stringere. È fondamentale che l'articolazione sia immobilizzata (perfettamente dritta) per tutto il tempo indicato dal medico. Il **tutore** non deve mai essere rimosso, neanche durante la doccia.

Seguendo questi consigli, il dito guarirà in circa 6/8 settimane. Vediamo ora i **modelli di Tutore di Stax** presenti nel nostro negozio di ortopedia online.

[TUTORE STAX PER SINGOLO DITO](#)

Il primo tutore che ti consigliamo può essere usato per lesioni della falange distale e per le dita a martello.

È disegnato in modo da seguire la fisionomia del dito senza provocare compressioni, la cintura alla base rende il tutore stabile ed evita il piegamento dell'articolazione. Inoltre, il materiale è studiato per simulare il funzionamento della pelle: è traspirante e si adatta al dito del paziente.

[TUTORE STAX TRASPIRANTE](#)

Anche questo prodotto può essere usato a seguito di lesioni del tendine, fratture e distorsioni delle ultime due falangi, come trattamento post-operatorio. Il materiale traspirante e la sagoma lo rendono molto comodo e confortevole. Puoi trovarlo in diverse taglie nel nostro negozio online di ortopedia!

[KIT DI TUTORI DI STAX](#)

L'ultima soluzione è pensata per ambulatori, centri sportivi e altri luoghi in cui è utile e consigliabile avere sempre dei tutori a disposizione. Questo kit 5 pezzi per taglia, per un totale di 30 tutori stax.

Speriamo di averti aiutato a trovare la soluzione per **scegliere e utilizzare correttamente il tutore**. Per scoprire altri modelli, accedi al nostro negozio online: nella sezione dedicata ai tutori stax troverai quello più adatto alle tue esigenze.

