



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Stetofonendoscopio per adulti - ALTO II

Codice di riferimento: 960308

Marca: INTERMED

Prezzo: 55.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
9603.08.000	Nero	55.6€
9603.08.017	Blu	55.6€
9603.08.016	Rosso	55.6€
9603.08.008	Verde	55.6€

CARATTERISTICHE:

Stetofonendoscopio per adulti a testina doppia di qualit, in acciaio inossidabile con anello antifreddo.Caratteristiche:

campana a doppio padiglione;
archetto in acciaio inossidabile con molla interna alla forcella;
olive morbide ad avvitamento;
confezione in cartone plastificato con spugna interna sagomata;
ricambi inclusi: olive auricolari (1 paio morbide / 1 paio rigide) e membrana;
Latex Free.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

diametro membrana
45 mm

diametro campana
30 mm

lunghezza tubo
62 cm

MARCA E MODELLO:

Intermed 960308

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Varianti

Codice
Colore

9603.08.000
Nero

9603.08.008
Verde

9603.08.016
Rosso

9603.08.017
Blu

