



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Supporto elastico femorale cod 662

Codice di riferimento: cod 662

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 201.76€

Riferimento	Variante	Prezzo
cod 662-M-Destra	Destra, M	201.76€
cod 663-M-Sinistra	M, Sinistra	201.76€
cod 662-L-Destra	Destra, L	201.76€
cod 663-L-Sinistra	L, Sinistra	201.76€
cod 662-XL-Destra	Destra, XL	201.76€
cod 663-XL-Sinistra	Sinistra, XL	201.76€

CARATTERISTICHE:

Decorsi postoperatori, dopo la sostituzione della testa femorale.

Indispensabile per pazienti non operabili. Trattiene, limitatamente alla sua elasticità la testa del femore nella sua sede naturale, evitandone la risalita al momento del carico.

Tessuto bielastico con cotone, velcro e stecche d'acciaio flessibili. Chiusura adesiva, regolabile cm 20.

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice 662

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In sacchetto

TAGLIE E VARIANTI:

Misura

M

L

XL

Disponibilita'



Colore: Bianco

