




**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Supporto per estensione del dito

**Codice di riferimento:** mod 507

**Marca:** DEROYAL

**Prezzo:** 65.5€

| Riferimento | Variante | Prezzo |
|-------------|----------|--------|
| mod 507-B   | B        | 65.5€  |
| mod 507-C   | C        | 65.5€  |
| mod 507-D   | D        | 65.5€  |
| mod 507-A   | A        | 65.5€  |
| mod 507-AA  | AA       | 65.5€  |

### CARATTERISTICHE:

Supporto per il dito dal design ricercato, studiato per poter essere utilizzato facilmente e non recare fastidi dovuti alla compressione dell'apparecchio sul dito. Realizzato con un tessuto similpelle neotex traspirante, consigliato in particolare per tutti quei pazienti che soffrono di allergie ai materiali elastici.

### APPLICAZIONI:

- Post operatorio del tendine estensore
- Contratture in flessione

- In tutti quei casi dove esiste una ipermobilita' in flessione delle articolazioni interfalangee prossimali
- Deformita' a boutonniere

#### **DIMENSIONI E PESO:**

---

- AA = (5,5)
- A = (6,5)
- B = (7,5)
- C = (8,5)
- D = (9,5)

#### **MARCA E MODELLO:**

Deroyal mod 507

#### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

Una ferula per l'estensione del dito

