



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## SWASH divaricatore anca dinamico con controllo variabile e regolabile dell'abduzione

**Codice di riferimento:** SWASH

**Marca:** TIELLE CAMP

**Prezzo:** 1453.6€

Riferimento	Variante	Prezzo
SWASH-3	3	1453.6€
SWASH-4	4	1453.6€
SWASH-1	1	1453.6€
SWASH-2	2	1453.6€

### Caratteristiche

Ortesi dinamica, con controllo variabile e regolabile dell'abduzione, per il trattamento delle displasie dell'anca nelle paralisi cerebrali infantili. Caratteristiche meccaniche

Grazie alle regolazioni programmabili delle sue semplici e sicure articolazioni, l'ortesi SWASH HIP BRACE, consente una ampia gamma di movimenti. L'apparecchio inoltre può essere adattato progressivamente in riferimento ai progressi terapeutici ed all'accrescimento del bambino.

Benefici

Con i suoi elementi meccanici regolabili e la sua semplice geometria, lortesi SWASH HIP BRACE è in grado di controllare costantemente le forze destabilizzanti che agiscono sull'articolazione dell'anca. Gli immediati benefici funzionali che ne derivano, consentono un migliore controllo del tronco che a sua volta facilita la funzione di fissazione e di movimento degli arti superiori e del capo.

#### Vantaggi

Lortesi SWASH HIP BRACE è l'unico apparecchio ortopedico che permette un'abduzione variabile e dinamica dell'anca, sia durante la flessione che durante l'estensione. Essa è in grado di fornire un sostegno attivo e stabile durante tutto il giorno, ogni volta che un bambino esegue movimenti del suo repertorio (stare in piedi, sedersi, camminare, gattonare).



L'apparecchio ortopedico inoltre, può essere utile nei casi in cui un'andatura "sforbiciante" influisca sfavorevolmente sulla deambulazione funzionale o nei casi in cui la displasia dell'anca possa portare a squilibri muscolari nella regione pelvica.

#### Indicazioni

Trattamento delle displasie dell'anca nelle paralisi cerebrali infantili

#### Taglie disponibili

Taglia	1	2	3	4
Circonferenza bacino	40-46,5 cm	46-55 cm	54-63 cm	62-72 cm
Circonferenza coscia	21-25 cm	25-29 cm	29-33 cm	33-38 cm



 **Acquista subito**