



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore anca FGP HipOne in alluminio

Codice di riferimento: IMA 110

Marca: FGP

Prezzo: 764.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
IMA 110-S-Destra	Destra, S	764.7€
IMA 110-S-Sinistra	S, Sinistra	764.7€
IMA 110-M-Sinistra	M, Sinistra	764.7€
IMA 110-L-Destra	Destra, L	764.7€
IMA 110-L-Sinistra	L, Sinistra	764.7€
IMA 110-M-Destra	Destra, M	764.7€

CARATTERISTICHE:

Il tutore anca FGP HipOne e' un valido sostegno in alluminio ideale per pazienti in fase post-operatoria o che soffrono di trauma all'anca. Grazie alla sua struttura completamente in alluminio il tutore e' particolarmente leggero e adatto alla fase deambulativa adattandosi bene a qualunque tipo di anatomia. Lo snodo permette inoltre il controllo della flessione, estensione e dell'abduzione fisiologica.

APPLICAZIONI:

- Trattamento conservativo dell'anca e lussazione d'anca

- Lussazione articolazione anca traumatica
- Fratture cotile
- Post-operatorio
- Lussazione articolare protesi anca
- Esiti di ri protesizzazioni d'anca
- Esiti ricostruzione cotile

DIMENSIONI E PESO:

Circonferenza vita:

- S: 70-90 cm
- M: 90-110 cm
- L: 110-135 cm

CIRCONFERENZA PROSSIMALE:

- S: 38-50 cm
- M: 50-62 cm
- L: 62-76 cm

MARCA E MODELLO:

FGP IMA 110

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un tutore per anca

