



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Tutore post-operatorio per gomito con R.O.M. EPICO REVO PS

Codice di riferimento: EPICO REVO PS

Marca: FGP

Prezzo: 243.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
EPICO REVO PS-S-Destra	Destra, S	243.8€
EPICO REVO PS-L-Destra	Destra, L	243.8€
EPICO REVO PS-L-Sinistra	L, Sinistra	243.8€
EPICO REVO PS-S-Sinistra	S, Sinistra	243.8€

DESCRIZIONE

Leggerezza record (poco più di 400 g), design snello ed essenziale in lega di alluminio, comfort e semplicità d'uso fanno di EPICO REVO una gomitiere unica nel suo genere. Si indossa in un attimo, aderisce perfettamente al braccio grazie alla struttura modellabile, si porta comodamente anche sotto i vestiti. L'impostazione è precisa e rapidissima: basta premere un bottone e ruotare lo snodo centrale alla posizione desiderata (sono disponibili 13 settaggi predefiniti di flessoestensione). L'imbottitura in vellutino e il sostegno per la mano infine, garantiscono un uso quotidiano privo di stress.

Realizzato il dispositivo che consente la mobilità del polso in fase riabilitativa. Lo speciale accessorio è stato studiato per consentire la mobilità del polso nelle posizioni di prono/supinazione: il dispositivo viene installato sulla gomitiere e consente il movimento essenziale del polso nei casi di terapie di lunga durata, per evitare il blocco articolare causato da

uno stato prolungato di immobilità?. Nel caso in cui la terapia lo preveda, il dispositivo può essere bloccato, comportando l'inibizione, in tal modo, del movimento del polso.

REGOLAZIONI

Ext. 0°-10°-20°-30°-40°-50°-60°-70°-80°-90°-100°-110°-120°

Flex. 0°-10°-20°-30°-40°-50°-60°-70°-80°-90°-100°-110°-120°

Imm. 0°-10°-20°-30°-40°-50°-60°-70°-80°-90°-100°-110°-120°

INDICAZIONI

- Lussazione del gomito
- Post-operatorio del gomito
- Riabilitativa

Misurazione dal gomito alla base delle dita

MISURE

S: FINO A 20 cm

L: oltre 20 cm

ARTO DX o SX

Domande frequenti

Come indossare il tutore post-operatorio per gomito?

Indossare il tutore post-operatorio per gomito è incredibilmente facile e veloce: basta premere il bottone e scegliere la posizione che più si desidera, semplicemente facendo ruotare lo snodo centrale del dispositivo.

A cosa serve il tutore post-operatorio per gomito?

Il tutore post-operatorio è indicato per un'efficace riabilitazione della fase post-operatoria di fratture e lussazioni che hanno interessato il gomito.

Di cosa è dotato il tutore post-operatorio per gomito?

Il tutore post-operatorio per gomito è dotato di una struttura in alluminio modellabile, un'imbottitura in vellutino e un accessorio che facilita la mobilità del polso fondamentale per evitare un blocco articolare nelle terapie di lunga durata.

Qual è il prezzo del tutore post-operatorio per gomito?

Il costo del tutore post-operatorio per gomito è 124,06€. Attenzione, il prezzo del prodotto potrebbe variare in funzione a offerte o variazioni del prezzo di listino.

