



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Modello Ypsilon ortesi dinamica scheletrica in carbonio e kevlar per piede equino

**Codice di riferimento:** mod ypsilon

**Marca:** TIELLE CAMP

**Prezzo:** 626.8€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod ypsilon-Large-Destra	Destra, Large	626.8€
mod ypsilon-Medium-Destra	Destra, Medium	626.8€
mod ypsilon-Small-Destra	Destra, Small	626.8€
mod ypsilon-Large-Sinistra	Large, Sinistra	626.8€
mod ypsilon-Medium-Sinistra	Medium, Sinistra	626.8€
mod ypsilon-Small-Sinistra	Sinistra, Small	626.8€

### Caratteristiche

YPSILON rappresenta la nuova generazione dell'ortesi Toe Off

Disegnato per garantire la massima assistenza dinamica per una CAVIGLIA STABILE

Il suo design è stato ideato per permettere la migliore funzionalità e potenzialità fisiologica dei muscoli, dei legamenti e dei tendini che concorrono al cammino.

Individui con limitata energia o resistenza psicologica, possono avere bisogno di una minore quantità di energia per dominare le forze di reazioni scatenate dal contatto del piede al suolo ed ottenere un cammino più lineare.

Il tutore YPSILON offre il controllo della dors-plantiflessione per permettere il movimento naturale della caviglia. La lunga struttura che si estende lateralmente al collo del piede, consente all'ortesi di adattarsi e di muoversi insieme alla gamba e permette una grande libertà al collo del piede con un migliore movimento mediale, laterale ed in rotazione del piede.

Il disegno prossimale a "Y" garantisce una migliore fissazione della tibia dando assoluta libertà alla cresta tibiale.

### **Indicazioni**

Piede equino da distorsione neurologico come ictus, post-polio, sclerosi multipla o stiramenti del midollo spinale

Piede equino da disordine neuromuscolare spesso associato a paralisi cerebrale, distrofia muscolare, mielomilingocele e complicazioni post-chirurgiche.

Medie Instabilità della caviglia da deficit neuromuscolare o da condizioni traumatiche.

### **CONTROINDICAZIONI**

- severa spasticità
- moderati o severi quadri edematosi
- pazienti diabetici dove le ulcere sono un problema
- perdita della sensibilità
- moderata o severa instabilità della caviglia

### **Taglie disponibili**

In versione destra o sinistra

Numero calzatura:

XSmall (da 32 a 35 cm)

Small (da 35 a 38 cm)

Medium (da 38 a 42 cm)

Large (da 42 a 45 cm)

XLarge (oltre il 45)

