



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello 325 Air Soft tutore palmare per polso, mano, dita e pollice, modificabile

Codice di riferimento: mod 325 Air Soft

Marca: DEROYAL

Prezzo: 162.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 325-B-Destra	B, Destra	162.7€
mod 325-C-Destra	C, Destra	162.7€
mod 325-D-Destra	D, Destra	162.7€
mod 325-C-Sinistra	C, Sinistra	162.7€
mod 325-D-Sinistra	D, Sinistra	162.7€
mod 325-B-Sinistra	B, Sinistra	162.7€

Caratteristiche

Il tutore Air Soft 326, grazie alla sua rivoluzionaria struttura, permette di ottenere con la medesima ortesi posizioni di scarico più stabili e valide, funzionali e progressive per rispondere a traumi che colpiscono polso, mano e dita. La modificabile struttura interna in alluminio che rende l'ortesi leggerissima, consente di selezionare progressivamente le posizioni funzionali più adeguate alle esigenze terapeutiche ed ai progressi terapeutici del paziente. La morbida imbottitura esterna è ricoperta da uno speciale tessuto lavabile che controlla la traspirazione e rende l'ortesi

più confortevole ed igienica.

Indicazioni

- post operatorio
- traumi neurologici, muscolari, tendinei, ossei o articolari

Versione destro e sinistro

Taglie disponibili

Riferimento misura: Larghezza del palmo della mano

Small (B)= (5,5 A 7)

Medium (C) = (da 7 a 8,5)

Large (D)= (da 8,5 a 10,5)



 **Acquista subito**