



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## RED DOT elettrodo supporto in foam

**Codice di riferimento:** 2228

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 212.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
2228 BS	Busta singola da 50 pz	212.4€
2228	Confezione da 20 buste - totale 1.000 pz	212.4€

### CARATTERISTICHE:

L'elettrodo 3M Red Dot 2228 studiato per il breve monitoraggio cardiaco. Grazie alla sua impermeabilità, garantisce una lunga durata e un'elevata qualità della traccia nel tempo.

Caratteristiche:

- supporto in foam che garantisce una buona conformabilità completa impermeabilità;
- gel conduttore solido che garantisce un'ottima qualità della traccia e nessun residuo sulla pelle;
- elevata adesività iniziale che elimina gli artefatti;
- dimensioni ridotte che permettono un facile posizionamento.

### MARCA E MODELLO:

3M 2228

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

vedi taglie

**TAGLIE:**

---

Varianti

Codice

2228  
Confezione da 20 buste - totale 1.000 pz.

2228 BS  
Busta singola da 50 pz.

