



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Elettrodo per monitoraggio cardiaco - red dot 2330

Codice di riferimento: 2330

Marca: INTERMED

Prezzo: 646.6€

3M Red Dot 2330 è indicato per il monitoraggio cardiaco a riposo del paziente.

Per esclusivo uso professionale.

Monouso e monopaziente, supporto altamente flessibile e conformabile, gel adesivo conduttore su tutta la superficie, elemento sensibile in Ag/AgCl, adesività elevata e costante, gel adesivo sensibile alla pressione e rimozione completamente traumatica.

Forma rettangolare 3,2 cm x 2,2 cm.

Busta 100 pezzi, scatola 4000 pezzi.

 **Acquista subito**