



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

8-14 MHz LINEAR ARRAY PROBE for DP-30, DP50, Z5

Codice di riferimento: 33990

Marca: GIMA

Prezzo: 2928€

CARATTERISTICHE:

Sonda lineare 10 MHz per DP-13, DP-50.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Codice Mindray: 10L24EA • Metodo di scansione: Linear array • Freq. principale: 10 • Larg. banda della sonda: 8.0 - 14 • Applicazione principale: ginecologia, piccole parti, msk, vascolare, pediatria

MARCA E MODELLO:

GIMA 33990

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**