



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

AIRCAST - Modello Air-Stirrup® Classic™ - Tutore Bivalva

Codice di riferimento: 81-02

Marca: AIRCAST

Prezzo: 64.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
81-02CL	S, sinistra	64.4€
81-02CR	destra, S	64.4€
81-02BL	M, sinistra	64.4€
81-02BR	destra, M	64.4€
81-02AL	L, sinistra	64.4€
81-02AR	destra, L	64.4€
81-02JR	destra, pediatrica	64.4€
81-02JL	pediatrica, sinistra	64.4€

INDICAZIONI:

- Distorsione acuta di I, II e III grado
 - Utilizzo post-operatorio e post-gesso
 - Instabilità cronica di caviglia
 - Trattamento funzionale
-

CARATTERISTICHE:

- Gusci semi-rigidi anatomici per assicurare protezione e comfort
- Sistema brevettato a celle ad aria Duplex™ per migliorare la circolazione e ridurre il gonfiore
- Chiusura a velcro

MARCA E MODELLO:

Aircast - Modello Air-Stirrup ® Classic ™

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una confezione da 1 Pezzo

TAGLIE E DETTAGLI ORDINE (Vedi Immagine di Riferimento):

Informazioni per l'ordine



Tutore bivalva Air-Stirrup® Classic™

Codice		Altezza paziente in m	Altezza tutore in cm	Taglia
Sinistra	Destra			
81-02CL	81-02CR	< 1,57	22	Small
81-02BL	81-02BR	1,57 - 1,67	23	Training (Medium)
81-02AL	81-02AR	> 1,62	27	Standard (Large)
81-02JL	81-02JR	Bambini	15	Pediatrica
02DL	02DR	> 1,67	23	Sport

 **Acquista subito**