



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

AIRCAS T - Modello Quick-Fit ® - Cuscino Per La Spalla Ad Abduzione A 15°

Codice di riferimento: 06AB

Marca: AIRCAS T

Prezzo: 80€

INDICAZIONI:

- Fratture stabilizzate della spalla e del braccio, a seguito di riduzione per dislocazione della spalla, riparazione della cuffia dei rotatori, lesioni ai tessuti molli, nel post-operatorio e nel post-trauma

CARATTERISTICHE:

- Cuscino per la spalla a 15° di abduzione neutra realizzato in materiali confortevoli per il paziente, doppia fascia di ancoraggio alla spalla e al tronco, ampia fascia reggibraccio, tessuto di rivestimento traspirante e anti sudore
- Misura universale, versione ambidestro

MARCA E MODELLO:

Aircast - Modello Quick-Fit ®

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una confezione da 1 Pezzo

TAGLIE E DETTAGLI ORDINE (Vedi Immagine di Riferimento):

Informazioni per l'ordine

Cuscino per la spalla Quick-Fit® 15°		
Codice	Lunghezza braccio in cm	Taglia
o6AB	26,5 - 43	Unica

 **Acquista subito**