



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## **DONJOY - Modello Epiforce® - Gomitiera In Tessuto Elastico A Compressione Con Inserti In Silicone Per Epicondilite**

**Codice di riferimento:** 82-0253

**Marca:** DONJOY

**Prezzo:** 57.5€

<b>Riferimento</b>	<b>Variante</b>	<b>Prezzo</b>
82-0253-1	XS	57.5€
82-0253-2	S	57.5€
82-0253-3	M	57.5€
82-0253-4	L	57.5€
82-0253-5	XL	57.5€
82-0253-6	XXL	57.5€

### **INDICAZIONI:**

- Infiammazione cronica, post-traumatica o postoperatoria dell'articolazione del gomito
- Gomito del tennista (epicondilite omerale)

- Gomito del golfista (epitrocleite)
- Lieve osteoartrite, artrite reumatoide
- Borsite

## CARATTERISTICHE:

- Fascia rimovibile
- Confortevole nella zona della cresta del gomito
- Inserti in silicone - Aiutano ad alleviare la pressione sui muscoli del gomito

## MARCA E MODELLO:


Donjoy - Modello Epiforce ®

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una confezione da 1 Pezzo

## TAGLIE E DETTAGLI ORDINE (Vedi Immagine di Riferimento):

### Informazioni per l'ordine



Epiforce™		
Codice	Circonferenza braccio in cm	Taglia
82-0253-1	19 - 22	XS
82-0253-2	22 - 25	S
82-0253-3	25 - 28	M
82-0253-4	28 - 31	L
82-0253-5	31 - 34	XL
82-0253-6	34 - 37	XXL

