



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

DONJOY - Modello OA Adjuster™ 3 - Ginocchiere Su Misura

Codice di riferimento: 11-1590-x

Marca: DONJOY

Prezzo: 650.9€

Riferimento	Variante	Prezzo
11-1590-1-RT-MED	varo destro, XS	650.9€
11-1591-1-LT-MED	varo sinistro, XS	650.9€
11-1592-1-LAT-RT	valgo destro, XS	650.9€
11-1593-1-LAT-LT	valgo sinistro, XS	650.9€
11-1591-2-LT-MED	S, varo sinistro	650.9€
11-1592-2-LAT-RT	S, valgo destro	650.9€
11-1593-2-LAT-LT	S, valgo sinistro	650.9€
11-1590-3-RT-MED	M, varo destro	650.9€
11-1591-3-LT-MED	M, varo sinistro	650.9€
11-1592-3-LAT-RT	M, valgo destro	650.9€
11-1593-3-LAT-LT	M, valgo sinistro	650.9€
11-1590-4-RT-MED	L, varo destro	650.9€

11-1592-4-LAT-RT	L, valgo destro	650.9€
11-1593-4-LAT-LT	L, valgo sinistro	650.9€
11-1590-5-RT-MED	varo destro, XL	650.9€
11-1591-5-LT-MED	varo sinistro, XL	650.9€
11-1592-5-LAT-RT	valgo destro, XL	650.9€
11-1593-5-LAT-LT	valgo sinistro, XL	650.9€
11-1590-6-RT-MED	varo destro, XXL	650.9€
11-1591-6-LT-MED	varo sinistro, XXL	650.9€
11-1593-6-LAT-LT	valgo sinistro, XXL	650.9€
11-1590-2-RT-MED	S, varo destro	650.9€
11-1591-4-LT-MED	L, varo sinistro	650.9€
11-1592-6-LAT-RT	valgo destro, XXL	650.9€

INDICAZIONI:

- Indicata per pazienti con osteoartrite unicompartimentale da moderata a severa varo/valgo, che richiedono di scaricare il peso dal ginocchio fornendo un'adeguata stabilità legamentosa
- Ideale per persone con stile di vita attivo e per sportivi

CARATTERISTICHE:

- L'uso della tecnologia Nano MAG™ sul lato di scarico, in combinazione con la durezza della struttura in alluminio, garantisce leggerezza e forza di riallineamento ottimale alla rima articolare
- La tecnologia DonJoy Adjuster™ 3 clinicamente testata, assicura un corretto e bilanciato scarico del peso dell'arto del paziente sui condili del ginocchio
- Correzione varo/valgo fino a 11° circa
- Sistema a "4 Punti di Spinta" per favorire stabilità al comparto legamentoso
- Design sagomato della struttura rigida che si adatta in particolar modo al polpaccio, permettendo una migrazione minima del tutore e massimo comfort anche per i pazienti più robusti

MARCA E MODELLO:

Donjoy - Modello OA Adjuster™ 3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Una confezione da 1 Pezzo

TAGLIE E DETTAGLI ORDINE (Vedi Immagine di Riferimento):

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera OA Adjuster 3				
	VARO DESTRO lesione mediale destra		VARO SINISTRO lesione mediale sinistra	
	cod. 11-1590-X sulla confezione: MED RT		cod. 11-1591-X sulla confezione: MED LT	
	VALGO DESTRO lesione laterale destra		VALGO SINISTRO lesione laterale sinistra	
	cod. 11-1592-X sulla confezione: LAT RT		cod. 11-1593-X sulla confezione: LAT LT	

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente in caso di ginocchio VALGO

Taglia		
Codice	Circonferenza coscia in cm (presa 15 cm sopra il centro della rotula)	Taglia
x = 1	33 - 39	XS
x = 2	39 - 47	S
x = 3	47 - 53	M
x = 4	53 - 60	L
x = 5	60 - 67	XL
x = 6	67 - 75	XXL



